

ZDRAVSTVENA USTANOVA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE
BROJ: 1110
BERANE: 03.03.2026.GODINE

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Partija 21: Koronarni postdilatacijski balon kateter, nekomplijantni

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Koronarni postdilatacijski balon kateter, nekomplijantni	Koronarni postdilatacijski baloni, nekomplijantni. Za dilataciju ulazni profil 0,017", crossing profile ≤ 0.021 ", hidrofilni omotač, radne dužine katetera do 145 cm, nominalnog pritiska do 12 atm i RBP do 20 atm, balon dužina od 6-20mm, dijametra 2.0 -4 mm, monorail sistem, kompatibilan sa 5F guiding kateterom. NEKOMPLIJANTNI - NC	700	kom

Partija 23: Koronarni postdilatacijski balon kateter, nekomplijantni, veliki dijametar

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Koronarni postdilatacijski balon kateter, nekomplijantni, veliki dijametar	Koronarni postdilatacionii balon kateter, noncompliant, kompatibilan za 6F i 8F kissing tehniku, dijametra 5.00 - 6.00mm, dužine: 6-30 mm, 2 Ptlr radiopakna markera, izvrsne prolaznosti, malog ulaznog profila 0.017", bisegmentalni karakter, hidrofilni premaz, RBP 18 - 20 ATM, NP 12 ATM	10	kom

Partija 37: Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting stents DES) izrađeni od platina-hroma sa KONTINUIRANIM polimerom

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting stents DES) izrađeni od platina-hroma sa KONTINUIRANIM polimerom	Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting stents DES), izgrađeni od platina-hroma dužine 8/9-38mm, prečnika 2.25-4.0mm, sa KONTINUIRANIM polimerom, open-cell tehnologija, s aktivnom komponentom – s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem, klinička efikasnost i odsustvo problema kasnih tromboza dokazani kliničkim randomiziranim studijama (najmanje 3). Serifikat za korišćenje u akutnom koronarnom sindromu (STEMI, NSTEMI, NAP)	25	kom

Član komisije

Nikola Milošević

